

BODY CARE®

HEALTH & TECHNOLOGY

Línea Clásica



RODILLERA ARTICULADA CORTA CON VELCRO®

BC1105

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Estabilidad lateral.
- Hiperextensión/Recurvatum leve.
- Inestabilidades medio laterales leves (LL, LM).

TALLE: S - M - L - XL - XXL

CODERA DE NEOPRENE CON SILICONA

BC1551

INDICACIONES

- Soporte de antebrazo preventivo y correctivo.
- Codo de tenista (Epicondilitis).
- Codo de golfista (Epitrocleititis).
- Corrige lesiones deportivas y laborales.

TALLE: S - M - L - XL

ALMOHADILLA
VISCOELÁSTICA

ARTICULACIÓN
MONOCÉNTRICA

SOPORTE • PREVENCIÓN • ESTABILIDAD

RODILLERA TUBULAR

BC1101



INDICACIONES

- Terapias básicas de compresión y calor.
- Artrosis.
- Bursitis

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

RODILLERA CON SOSTÉN ROTULIANO

BC1102



INDICACIONES

- Soporte anatómico de rodilla.
- Centralizador de la rótula.
- Descomprime el área.
- Contusiones.
- Procesos de rehabilitación.

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

RODILLERA CON SOSTÉN ROTULIANO Y VELCRO®

BC1103



INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidad patelar.
- Tendinitis rotuliana.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

RODILLERA BALENADA CON VELCRO®

BC1104



INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Contusiones ligeras.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.
- Estabilizador flexo-extensión.

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

RODILLERA ABIERTA

BC1106



INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidades leves de rodilla.
- Ideal para pacientes mayores.

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

RODILLERA CON ORIENTADOR LATERAL DE RÓTULA

BC1157



INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Estabiliza la subluxación lateral de la rótula.
- Dislocaciones.
- Incorrecta alineación de rótula.

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

CINCHA ROTULIANA

BC1159



INDICACIONES

- Soporte infrapatelar/suprapatelar.
- Tendinosis.
- Tendinitis.
- Rodilla de saltador.

TALLE: CH - M - G

SIZE: S - M - L

MUSLERA TUBULAR

BC1201



INDICACIONES

- Periodos de rehabilitación.
- Prevención de lesiones durante la práctica deportiva.

TALLE: CH - M - G - XG

SIZE: S - M - L - XL

GEMELERA TUBULAR

BC1853



INDICACIONES

- Lesiones musculares de gemelos.
- Prevención y rehabilitación de contracturas, distensiones y desgarros.
- Periostitis.

TALLE: CH - M - G - XG

SIZE: S - M - L - XL

TOBILLERA TUBULAR

BC1401



INDICACIONES

- Soporte para tobillo.
- Reanudación de la actividad.
- Prevención de lesiones durante la práctica deportiva.

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

TOBILLERA CON AJUSTE EN '8'

BC1402



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Procesos de rehabilitación.
- Traumatismos ligeros.
- Prevención de lesiones durante la práctica deportiva.

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

SOPORTE DE CLAVÍCULA

BC1064



INDICACIONES

- Soporte de lesiones claviculares.
- Soporte de los músculos dorsales.
- Previene la antepulsión de los hombros.
- Corrector/estabilizador postural.

TALLE: CH - M - G

SIZE: S - M - L

FAJA DE NEOPRENE

BC1301 24 cm

BC1301A 28 cm



INDICACIONES

- Soporte abdominal y sacro lumbar.
- Esfuerzos continuados.
- Lumbalgias leves.

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

FAJA LUMBAR BALENADA

BC1351



INDICACIONES

- Estabilizar la columna lumbosacra.
- Lesiones de espalda y abdomen.
- Hernia de disco.
- Dolores reumáticos.
- Patologías traumáticas.
- Procesos post-traumáticos.

TALLE: CH - M - G - XG - XXG

SIZE: S - M - L - XL - XXL

ESTABILIZADOR ESCAPULOHUMERAL

BC1081



INDICACIONES

- Soporte escápulo-humeral con sujeción de brazo.
- Traumatologías escápulo-humeral y acromio-clavicular.
- Inestabilidad del húmero.
- Procesos de reeducación funcional y de reanudación de la actividad.

TALLE: CH - M - G

SIZE: S - M - L

CHALECO DE HOMBRO

BC1082



INDICACIONES

- Soporte de hombro.
- Inestabilidades leves y crónicas de hombro.
- Tratamientos leves de dislocación y luxación de hombro.

LADO: DERECHO - IZQUIERDO

TALLE: CH - M - G

SIZE: S - M - L

CODERA CON VELCRO®

BC1502



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Prevención y tratamiento de patologías crónicas.
- Codo de tenista (Epicondilitis leve).
- Codo de golfista (Epitrocleititis leve).
- Prevención de lesiones durante la práctica deportiva.

TALLE: CH - M - G - XG

SIZE: S - M - L - XL

CODERA CORTA CON VELCRO®

BC1503



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Descomprime las contracciones musculares del antebrazo.
- Codo de tenista (Epicondilitis leve).
- Codo de golfista (Epitrocleititis leve).

TALLE: CH - M - G - XG

SIZE: S - M - L - XL

MUÑEQUERA CON VELCRO®

BC1601



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Estabilizador articular.
- Alivio y recuperación de traumatismos leves y daños menores en la muñeca.
- Esfuerzos continuos.
- Procesos de rehabilitación post-traumática.

TALLE: CH - M - G

SIZE: S - M - L

MUÑEQUERA BOOMERANG

BC1603



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inestabilidades leves.
- Rizartrrosis leve.
- Estabilización metacarpo-falángico del pulgar.
- Prevención de lesiones durante la práctica deportiva.

TALLE: CH - M - G

SIZE: S - M - L

MUÑEQUERA CON ESTABILIZADOR DE DEDO PULGAR

BC1652



INDICACIONES

- Estabilización parcial del pulgar.
- Artritis. Artrosis.
- Esguinces de las articulaciones trapecio-metacarpiana y metacarpo-falángica del pulgar.
- Rizartrrosis leve.

LADO: DERECHO - IZQUIERDO

TALLE: CH - M - G

SIZE: S - M - L

BC1152

RODILLERA ABIERTA CON ARTICULACIÓN POLICÉNTRICA




PRODUCTO RECOMENDADO

INDICACIONES

- Soporte articulado policéntrico de rodilla con centro rotuliano.
- Prevención y corrección de inestabilidades de rodilla.
- Inestabilidades leves y moderadas de LCA, LCO, LMI, LLE.
- Osteoartritis en varo y en valgo.
- Recurvatum.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Órtesis bilateral con diseño anterior abierto para fácil colocación.
- Barras laterales articuladas de aluminio con topes de flexión y extensión a 0°, 15°, 30°, 60° y 90°.
- Doble sistema de ajuste y estabilización en Velcro®.
- Cuatro puntos de sujeción.



PANAL TRI-TEX

MULTICELDAS PARA MAYOR RESISTENCIA.

ESPUMA INTERMEDIA.

INTERIOR DE VELOUR TRANSPIRABLE.

