

BODY CARE®

MEJOR EN MOVIMIENTO

WWW.BODYCARE.COM.AR

elasticflex

Tejido elástico tridimensional sin costuras
Proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.



NUEVA PRESENTACIÓN
con cierre fácil

BC1180 RODILLERA

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Ligera inestabilidad articular.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

MEJOR EN MOVIMIENTO



BC1100S

RODILLERA CON SILICONA

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Tendinopatía, ligamentosis en primera fase. Ligera artrosis, artritis post-traumática y post-quirúrgica.
- Sensación de inestabilidad rotuliana y/o medio-lateral.
- Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- Su almohadilla de gel favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.
- Soporte ideal para la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Almohadilla de gel viscoelástico que rodea la rótula.
- Evita y reduce los desplazamientos de la rótula en el sentido lateral, superior o inferior.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

BC1103A

RODILLERA CON SUJECCIÓN

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidad patelar.
- Tendinitis rotuliana.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en Velcro®.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

BC1400A

TOBILLERA

INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Reducción de edemas.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

BC1402A

TOBILLERA CON SUJECCIÓN

INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Reducción de edemas.
- Prevención de lesiones.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción elástica adicional en '8' con ajuste en Velcro®.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

BC1200A

MUSLERA

INDICACIONES

- Soporte de muslo.
- Reducción de edemas.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.
- Evita procesos inflamatorios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

BC1853A

GEMELERA

INDICACIONES

- Soporte de pantorrilla.
- Reducción de edemas.
- Lesiones musculares de pierna.
- Prevención y rehabilitación de contracturas, distensiones y desgarras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

BC1500A



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Ligera inestabilidad articular.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

CODERA

BC1502A



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Ligera inestabilidad articular.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en Velcro®.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

**CODERA
CON SUJECIÓN**

BC1602A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G

**MUÑEQUERA
DEDO LIBRE**

BC1604A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en Velcro®.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G

**MUÑEQUERA
DEDO LIBRE
CON SUJECIÓN**

BC1600A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

MUÑEQUERA

BC1601A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en Velcro®.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

**MUÑEQUERA
CON SUJECIÓN**

elasticflex PRO



BC1480

TOBILLERA CON SILICONA

elasticflex PRO



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Post-quirúrgico y post-traumático.
- Derrames articulares e inflamaciones en el caso de artrosis y artritis.
- Tendinopatías, debilidad ligamentosa.
- Favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción y estabilización en la articulación del tobillo.
- Almohadillas bilaterales de gel viscoelástico con forma anatómica que redistribuye la compresión del vendaje desde los maléolos prominentes hacia las partes blandas de alrededor.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

Tejido elástico plano de alta calidad
Tensión diferenciada que proporciona elasticidad y compresión superior en cada zona.



BC1180

RODILLERA CON SILICONA Y BALLENAS elasticflex PRO

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Estabilizador flexo-extensión.
- Procesos de rehabilitación.
- Tendinopatía, ligamentosis en primera fase.
- Ligera artrosis, artritis post-traumática y post-quirúrgica.
- Sensación de inestabilidad rotuliana y/o medio-lateral.
- Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- Su almohadilla de gel favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Almohadilla de gel viscoelástico que rodea la rótula.
- Flejes laterales anatómicamente diseñados.
- Evita y reduce los desplazamientos de la rótula en el sentido lateral, superior o inferior.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.

BC1580

CODERA CON SILICONA

elasticflex PRO



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Epicondilitis (codo de tenista).
- Epitrocleitis (codo de golfista).
- Tendinitis.
- Ligera contusiones, procesos inflamatorios, traumatismos e inestabilidades.
- Favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Almohadillas bilaterales de gel viscoelástico con forma anatómica que redistribuye la compresión en el epicóndilo y la epitroclea.

TALLE / SIZE: S/CH - M/M - L/G - XL/XG

BODY CARE ® es una marca registrada de Neoteksa S.A.

Establecimiento certificado por A.N.M.A.T. Legajo N° 1904. Rosales 3712 - Villa Lynch (B1672APB) San Martín - Provincia de Buenos Aires.